

Bei Tierarztproben:

Adresse des Tierhalters: .....

Auftraggeber: .....

Kopie an Berater: .....

Kopie an Tierarzt: .....

Probenentnahmedatum: .....

Tel./Natel: .....

E-Mail: .....

**Auftragsformular – Staphylokokkus aureus GTB (Genotyp\_B) und spp. (Spezies)**

<p><b>5 – 10 mL Milch in Proberöhre</b> (ohne Konservierungsmittel)                  Hoftank/Mischmilchprobe / Bestandeskontrolle: Rührwerk vor Probenahme ≥ 1 Minute einschalten                  Einzeltierprobe: Immer Gesamtgemelk 4/4, sauber ab Euter fassen                  Einzeltierprobe: Keine Tiere während Behandlung und 20 Tage nach Sperrfrist beproben (Antibiotika/Penicillin)                  Probe zum Mischen/Poolen: Probe wird im Labor gemischt und analysiert, wenn positiv → Einzeltierkontrolle  <b>Staph. aureus Paket (GTB + spp.): Die Probe wird sowohl auf den Mastitiserreger Staph. aureus spp. wie auch auf den ansteckenden Staph. aureus GTB zum Vorzugstarif untersucht.</b></p>				Staph. aureus Paket	Staph. aureus GTB	Staph. aureus spp.	Zellzahl
Zuordnung	Nr. / Name / Bezeichnung						
1	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
2	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
3	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
4	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
5	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
6	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
7	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
8	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
9	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
10	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
11	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
12	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
13	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
14	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
15	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
16	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
17	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
18	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
19	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						
20	<input type="checkbox"/> Hoftank/Mischmilch <input type="checkbox"/> Kuh (4/4) <input type="checkbox"/> Probe zum Mischen/Poolen						

Mit der Verwendung dieses Formulars stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu.

Datum: .....

Unterschrift:.....

Version	Freigabe von	Veröffentlicht von	Veröffentlicht am	Status
10	PW	PW	24.06.2019	Freigegeben

**Merkblatt zur korrekten Probefassung für Staphylokokkus aureus GTB**

	<p><b>Hoftankmilch</b> Tankmilch gut aufrühren (Rührwerk ≥ 1 Minute einschalten) Probe oben aus Tank entnehmen: 8 – 10 ml in steriles Mastitis-Proberöhrchen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sind alle laktierenden Kühe im Tank?             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Von Kühen, deren Milch nicht abgeliefert wird: Mischmilchprobe (4/4) separat beproben.</li> </ul> </li> <li>➔ Bei Nachweis von Staph. aureus GTB aus Tankmilch             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kühe (4/4) einzeln untersuchen oder</li> <li>○ Poolen (Mehrere Tiere in einer Probe)</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Proben sauber ab Strich (4/4) fassen</b> Erste 2 bis 3 Strahlen Milch in Schalmtestschale/Vormelkbecher melken ! Zweck: Der Strichkanal wird ausgespült und die Milch für die Probe stammt aus der Euterzisterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vor jeder Probenentnahme</b>; mit <b>sauber gewaschenen Händen</b> oder <b>frischen Einweghandschuhen</b> die <b>Zitzenspitzen</b> mit <b>Euterreinigungstuch reinigen</b> (Vermeidung von Kontamination über Hände/Handschuhe von vorher beprobter Kuh).</li> <li>• Mit kräftigem Milchstrahl aus jedem Viertel des Euters <b>Röhrchen 3/4 bis maximal 1 cm unter Rand füllen.</b></li> <li>• Bei der Probenerhebung mit der nächststehenden Zitze beginnen und mit der entferntesten Zitze enden. Darauf achten, dass vom Haarkleid des Tieres kein Staub in das Proberöhrchen /-Deckel fällt.</li> </ul>
<p><b>Poolproben</b></p>	<p>Die Einzeltierproben werden im Labor aus den Einzeltierproben gepoolt. So muss die saubere Probenentnahme ab Euter (4/4) im Stall nur einmal erfolgen.</p>
	<p><b>Tiere mit Mastitis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Schalm-Test-positive Kühe auch auf Mastitis (alle Erreger / Plattenmethode) untersuchen lassen</li> <li>➔ Vorteilhaft Antibiogramm durchführen</li> <li>➔ Behandelte Tiere nachkontrollieren. Frühestens 7 Tage nach Absetzfrist Probe fassen</li> </ul>
	<p><b>Galkühe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Gezielt ergalten lassen. Bei einer Infektion, zuerst therapieren (nach vorgehendem Milchuntersuch) und mit Euterschutz trocken stellen</li> <li>➔ Nach dem Abkalben beproben, sofern die Tiere nicht vor dem Galtstellen in der Hoftankmilch beprobt wurden. (frühestens 10 Tage nach dem Abkalben)</li> </ul>
	<p><b>Zukauf von Kühen während Laktation oder Galkühe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Nur Schalmtest-negative Kühe zukaufen</li> <li>➔ Alle zugekauften Tiere unbedingt beproben, damit eine Neuansiedlung verhindert werden kann</li> <li>➔ Zugekaufte Tiere am Schluss melken bis Resultat vorliegt</li> </ul>

Proberöhrchen fest verschliessen, gut kühlen und möglichst schnell weiterleiten:

- zusammen mit Begleit- / Adresszettel direkt ins Labor bringen
- oder Nachmittags, kurz vor Postschalterschluss mit A-Post senden an:

**BAMOS AG, Neue Industriestrasse 63, 9602 Bazenheid**

Version	Freigabe von	Veröffentlicht von	Veröffentlicht am	Status
10	PW	PW	24.06.2019	Freigegeben